



Максимально выгодный пакет «ЗаботаСервис» значительно снижает совокупную стоимость владения, гарантирует стабильность и точность работы оборудования. Полная страховка оборудования защищает от простоев, непредвиденных затрат на ремонт и материалы.

Пакет «ЗаботаСервис» имеет преимущества стандартной гарантии: в данный пакет включены ремонт и замена запасных частей, которые могли быть отремонтированы или заменены в рамках гарантийного срока, а также полная стоимость самих запасных частей.

В фиксированную цену годового пакета дополнительно входит обязательный выезд специалиста для проведения планового профилактического обслуживания и первоочередной приоритет вызова специалиста.

Профилактическое обслуживание

Плановая проверка износа механических и электронных компонентов продлевает срок службы оборудования.

Эксплуатационное тестирование

Тест работоспособности проводится для своевременной диагностики проблем и подтверждения эффективности принятых профилактических мер.

Приоритетная поддержка

Вам не придется ждать. Достаточно сообщить, что вам нужна техническая помощь.

Покрытие стоимости ремонта и запчастей

Вы не платите за ремонт и запасные части, за исключением случаев нарушения правил эксплуатации, порчи, хищения, обстоятельств непреодолимой силы.

Пакет «ЗаботаСервис» включает следующие операции:

Действие гарантии		«ЗаботаСервис»
Техническое обслуживание	Проверка цепи, исправности кабеля и блока электропитания	■
	Проверка целостности корпуса и уплотнений, влагозащиты, наличия химического загрязнения, трещин, царапин и т. п.	■
	Проверка исправности соединений и интерфейсов, отсутствия следов коррозии и окисления	■
	Проверка исправности дисплея, клавиатуры или сенсорного экрана, выявление битых пикселей; проверка функциональности пользовательского интерфейса	■
	Внешняя и внутренняя очистка	■
	Проведение эксплуатационных испытаний	■
	Рекомендации по замене неисправных или сильно изношенных компонентов	■
	Дополнительные преимущества	Покрытие стоимости ремонтных работ
	Покрытие стоимости запасных частей	■
	Первоочередной выезд специалиста	■
Опции	Квалификация OQ/PQ и периодическая поверка согласно специфике отрасли и действующим нормативным требованиям	

Профилактическое обслуживание по программам METTLER TOLEDO гарантирует стабильно высокую работоспособность оборудования. Результаты выполнения документируются для обеспечения прослеживаемости. Точные, подробные и единообразные протоколы проверок создаются всеми исполнителями во всех подразделениях.



Автоматический контроль функционирования

Без суеты. Без ошибок. Без путаницы в документах. Автоматическая система составления отчетов содержит удобные средства подготовки и хранения документов в цифровом формате.

METTLER TOLEDO Service

www.mt.com/service

Дополнительная информация



АО «Меттлер-Толедо Восток»

101000 Россия
Москва, Сретенский бульвар, дом 6/1, офис 6
Телефон (495) 777-70-77
E-mail inforus@mt.com

Возможно внесение изменений в технические характеристики

© АО «Меттлер-Толедо Восток»