

Чистота и удобство

Идеальные наконечники для пипеток



Абсолютная чистота

Наконечники BioClean Ultra производятся в чистых помещениях класса 100 000, тщательно проверяются на наличие различных загрязнений и упаковываются для сохранения стерильности до момента их использования.



Откидная/съемная крышка

Многофункциональная крышка обеспечивает универсальность. Специальная петля позволяет открыть крышку на 120°. При более широком открытии крышка отсоединяется от коробки. Эти штативы надежны, компакты и пригодны для автоклавирования.



Для многоканальных пипеток

Наклонные стенки коробки упрощают полную или частичную установку наконечников на 8- или 12-канальные пипетки.



Открывается одной рукой

Даже если коробка со штативом Rainin упадет со стола на твердый пол, защелка удержит крышку, и наконечники не повредятся. Но достаточно лишь небольшого нажатия на защелку указательным и большим пальцами, чтобы крышка открылась.

Примечание. Упаковка наконечников RT в штативах Green-Pak™ и SpaceSaver™ обновилась. Упаковка штативов TerraRack™, StableRak™ и StableStak™ не изменилась.



Наконечники BioClean Ultra

Стандарт чистоты и новая упаковка

Наконечники BioClean™ Rainin давно стали символом высокого качества и отсутствия биологических загрязнений. Строгий регламент испытаний наконечников BioClean Ultra был дополнен процедурой проверки на отсутствие белков и протеаз.

BioClean Ultra™ Внедрив стандарт BioClean Ultra, мы

представляем новую систему штативов и сменных блоков, которая обеспечивает исключительную простоту и удобство — особенно для исследователей, привыкших работать со штативами с откидной крышкой.

Многофункциональные штативы и сменные блоки

Штатив и сменный блок, с которыми приятно работать



Меньший вес

Платформа с наконечниками и основание выполнены как единое целое, что повышает прочность и устойчивость. Благодаря этому объем пластмассы, используемой для производства штатива, сократился на 20 %. Это означает уменьшение массы изделия и, следовательно, количества отходов.



Один над другим

Новые штативы Rainin можно складывать компактными стопками по пять штук для более организованного хранения. Четкая маркировка на передней стенке содержит всю необходимую информацию. Края окрашенной платформы с наконечниками выступают по всему периметру коробки, что помогает быстро определять объем наконечников.



Стерилизация в автоклаве

Новые штативы допускают автоклавирование и выдерживают много циклов стерилизации. Эти штативы можно использовать как с одноуровневыми, так и с многоуровневыми сменными блоками.

BioClean Ultra™

Новый стандарт чистоты наконечников

Для получения точных результатов необходимы наконечники пипеток, не имеющие биологических загрязнений. Высочайшую чистоту наконечников обеспечивает строгий регламент испытаний Rainin BioClean Ultra.

Загрязняющие вещества	Уровень обнаружения
РНКаза	$\leq 10^{-9}$ единиц Кунитца/мкл
ДНКаза	$\leq 10^{-7}$ единиц Кунитца/мкл
ДНК человека	$< 0,32$ пг
ДНК бактерий	< 1 пг
Эндотоксины	$\leq 0,001$ ЕЭ/мл
АТР	$< 2 \times 10^{-12}$ мг/мкл
Белки	< 2 нг/пол. (нет видимой полось)
Протеаза	≤ 500 нг/мл
ПЦР-ингибиторы	Не обнаружены

Rainin, Pipetting 360°, LTS, BioClean и BioClean Ultra, Green-Pak, SpaceSaver, TerraRack, StableStak и StableRak являются торговыми марками Mettler-Toledo Rainin, LLC.



МЕТТЛЕР ТОЛЕДО СНГ

Laboratory Division

Адреса местных представительств: www.mt.com/contacts

Возможны изменения технических характеристик.
© 02/2018 МЕТТЛЕР ТОЛЕДО СНГ Все права защищены.
17701579 Ред. А
Rainin MarCom

www.mt.com/rainin

Дополнительная информация