

# Взвешивание в лаборатории



## ErgoClip

Новый подход

к аккуратному взвешиванию

**Технология ErgoClip позволяет легко и просто взвешивать образцы непосредственно в контейнерах**



**Не теряйте время**  
Забудьте про кальку и другие подручные материалы. Это методы прошлого.



**Идеальное позиционирование**  
Технология ErgoClip гарантирует надежное размещение различных контейнеров и сосудов.



**Безопасное дозирование**  
Благодаря настраиваемой дверце MinWeigh дозирование выполняется быстро и безопасно.



**Аккуратная работа**  
Оборудование ErgoClip позволяет устранить рассыпание при переносе образца из емкости в емкость.

**METTLER TOLEDO**

## Обзор оборудования ErgoClip

Для микровесов серии XP26/56



<b>Изделие</b>	ErgoClip «Корзинка микро»	ErgoClip «Колба микро»	Дверца с окном «MinWeigh Door Micro»	Штатив для ErgoClip Micro
<b>Размер</b>	D: макс. 23 мм	1...10 мл	Внутренний защитный кожух с небольшим регулируемым отверстием	Держатель для хранения трех изделий ErgoClip Micro
<b>Мерные контейнеры (примеры)</b>	Колбы, пробирки, центрифужные пробирки	Мерные микроколбы		
<b>№ заказа</b>	11107889	11107879	11107869	11140175

Для аналитических весов серий XS и XP



<b>Изделие</b>	ErgoClip «Экран-держатель весовых лодочек»	ErgoClip «Корзинка стакана для титрования»	ErgoClip «Универсальная корзинка»	ErgoClip «Держатель пробирок»	ErgoClip «Держатель фильтра»	ErgoClip Quantos Адаптеры для склянок
<b>Размер</b>	ДхШ: 60x45 мм	D: макс. 50 мм	ДхШ: 32x32 мм	D: 8/12 мм	D: 110...150 мм	D: 10,3...21 мм
<b>Мерные контейнеры (примеры)</b>	Весовые пластиковые лодочки	Стаканы для титрования, пробирки	Пробирки (обычные, центрифужные, миниатюрные пластиковые)	Пробирки (PCR, Eppendorf®, реакционные)	Фильтры круглые	Пробирки для жидкостной хроматографии (ЖХВР), бутылочки, склянки и другие сосуды
<b>№ заказа</b>	11106748	11106883	11106747	11106784	11140185	11141570



<b>Изделие</b>	ErgoClip «Круглодонная колба»	ErgoClip «Мерная колба»	ErgoClip «Мерная микроколба»	Дверца с окном «MinWeigh Door»	Штатив для ErgoClip
<b>Размер</b>	D: мин. 46 мм	20...100 мл	1...10 мл	Защитный кожух с небольшим регулируемым отверстием	Держатель-стойка для хранения трех изделий ErgoClip
<b>Мерные контейнеры (примеры)</b>	Круглодонные колбы и стаканы	Мерные колбы	Мерные микроколбы		
<b>№ заказа</b>	11106746	11106764	11140180	11106749	11140170

[www.mtrus.com/ergoclip](http://www.mtrus.com/ergoclip)

Дополнительная информация

### МЕТТЛЕР ТОЛЕДО СНГ

101000 Россия, Москва,  
Сретенский бульвар, 6/1, офис 6  
Тел.: (495) 651-98-86,  
(495) 651-68-75  
Факс: (495) 621-78-68  
E-mail: [inforus@mt.com](mailto:inforus@mt.com)  
Интернет: [www.mtrus.com](http://www.mtrus.com)

Санкт-Петербург (911) 228-80-60  
Екатеринбург (343) 378-48-50  
Красноярск (391) 268-19-30  
Ростов-на-Дону (863) 218-10-78  
Самара (846) 270-37-09  
Тюмень (3452) 30-25-98  
Хабаровск (4212) 48-54-55  
Казахстан +7 (7272) 98-08-34  
Украина +38 (044) 461-78-02